

NOTE AUX UTILISATEURS DES VISIÈRES SOLIDAIRES

Ces masques anti-projection ne protègent - par définition - que contre les projections (postillons, salive, sécrétions, etc.).

En aucun cas ils ne peuvent remplacer les masques FFP2 ou tout autre type de masque médical homologué.

Ils ne viennent qu'en complément de ces masques professionnels et ajoutent une protection supplémentaire.

Bien que les personnes qui ont imprimé et assemblé ces masques ne présentaient pas de symptômes de coronavirus au moment de leur fabrication, ils doivent être considérés comme suspects et donc être désinfectés avant toute première utilisation, comme tout autre objet.

Ces masques doivent normalement résister aux techniques habituelles de stérilisation (eau oxygénée ou eau savonneuse, bain de désinfection, séchage, stérilisation par gaz) à l'exception de toute technique utilisant une chaleur supérieure à 60° C (qui ferait ramollir, voire fondre le plastique).

Le bandeau des masques est imprimé en PLA (ou acide polylactique) principalement composé d'amidon de maïs et la visière est constituée soit à partir d'une feuille transparente de première de couverture de reliure, soit d'une feuille plastifiée passée à vide dans une plastifieuse (elle peut être changée). Ils sont relativement fragiles.

Ces masques – dont le modèle repose sur un fichier en licence open source - ont été fabriqués et distribués bénévolement, dans un esprit solidaire afin de pallier au manque de ressources face à l'épidémie de coronavirus. Ils ne peuvent être vendus.

N'hésitez pas à nous communiquer toute suggestion, modification, amélioration qui pourrait leur être apportée ainsi que toute demande de masques supplémentaires ou de tout autre objet complémentaire que nous pourrions imprimer en 3D.

Il faut approximativement, et selon les équipements et le modèle de masque entre 1h30 et 3h pour imprimer chaque exemplaire.

Si cela vous est possible, en fonction de votre temps et de votre charge de travail, nous serions heureux de recevoir une photo de ces masques portés dans le cadre de l'utilisation que vous en ferez, afin d'éventuellement publier cette photo sur le compte Facebook de notre groupe.

Non seulement cela nous encourage dans notre démarche, mais surtout cette communication favorise le recrutement d'autres producteurs, afin d'augmenter la capacité de production ainsi que le don de matières premières.

Les concepteurs, distributeurs, assembleurs de ces masques ne pourront en aucun cas être tenus responsables juridiquement de l'usage qui en est fait, ni des conséquences matérielles ou médicales relatives à cet usage.

Si vous avez demandé à être équipé de ces masques, c'est probablement que pour une raison professionnelle vous êtes potentiellement exposés à des porteurs de la maladie. Aussi toute l'équipe de Shields - visieresolidaire - Covid19 – 44 vous adresse ses plus vives félicitations et tous nos encouragements pour cette bataille !

L'équipe Shields - visieresolidaire - Covid19 – 44

<https://www.facebook.com/groups/2942152282515573/>